



Helping all people
live healthy lives

BD Safe-Clip™

Bent u op zoek naar een veilige manier om de naalden van uw insulinepen of -spuit te verwijderen? De **BD Safe-Clip™**, met zijn verbeterd design, knipt in één eenvoudige beweging de insulineaalden nu nóg makkelijker af en houdt deze veilig in zijn mini-reservoir.



Ref.: 328455
CNK: 2124-659
ZI code: 14941848
Met CE-markering

BD, BD logo and BD Safe-Clip™ are trademarks of Becton, Dickinson and Company, © 2005 BD



BD Safe-Clip™:

- Verwijdert snel en efficiënt gebruikte insulineaalden
- Kan tot +/- 1500 insulineaalden bevatten
- Geschikt voor insulineaalden met een lengte van 5mm tot 12,7mm en een diameter van 31G (0,25 mm) tot 28G (0,36 mm)
- Enkel bestemd voor individueel gebruik
- Te verkrijgen bij uw vertrouwde verkooppunt
- Compact, makkelijk mee te nemen en eenvoudig op te bergen in gesloten vorm
- Eens het minireservoir vol is, wordt de BD Safe-Clip™ in zijn geheel weggegooid volgens de plaatselijke richtlijnen voor veilige verwerking van klein en gevaarlijk afval.



BD Medical - Diabetes Care
Erembodegem-Dorp 86
B-9320 Erembodegem - Aalst
B: Tel.: 053/720 300 • Fax: 053/720 301
N: Tel.: 020/582 94 22 • Fax: 020/582 94 23
E-mail: diabetes_healthcare_bnl@europe.bd.com
Web: B: www.bddiabetes.be • NL: www.bddiabetes.nl